

Formblatt (FB)

Dokument- Nr.: AB01-FB01 (2)

Änderungsstand: 003/11.2021

Geändert von: Dipl. Biol. Steinke, Jana

Freigabe: 09.11.2021 von Dr. Fiedler, Felix

Begleitschein für die Überprüfung von Sterilisatoren mittels Bioindikatoren

SLM- Speziallabor für angewandte Mikrobiologie GmbH – Volmerstraße 7A – 12489 Berlin

Bitte alle Felder ausfüllen!

Dampfsterilisator:

Heißluftsterilisator:

Kennzeichnung des Sterilisators:

Rauminhalt in Liter:

Datum der Sterilisation:


Zyklusparameter (Temperatur, Zeit, Druck):

Indikatoren ungeöffnet im Sterilisator platzieren!

Platzierung der Indikatoren:

Indikator	Wachstum nach Tagen (Trübung = +)						
	1	2	3	4	5	6	7
Standort bitte eintragen							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Transportkontrolle (Positivkontrolle)*							

Bitte tragen Sie die Platzierung der Indikatoren in das Textfeld und im skizzierten Sterilisator ein. **Beschriftung auf den Indikatoren nicht vergessen!**



*Transportkontrolle = Bioindikator, der den gesamten Lieferweg ohne Sterilisationsprozess mitgeführt werden muss. Eine Transportkontrolle je rückgesendeter Charge behandelter Bioindikatoren!